


LABORHITS

Messbecher-Set



Beidseitige Skala

Stapelbar

Set bestehend aus je einem Stück gelb, blau, rot und grün.
PP, transparent, stapelbar.



Mit gut lesbarer, aufgedruckter Skala auf beiden Seiten, Ausguss und stabilem Griff. Das Volumen ist somit für Links- und Rechtshänder gleichermaßen gut ablesbar. Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen.

Lebensmittelecht (geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln entsprechend Verordnung (EG) Nr. 10/2011).

Volumen ml	Grad. ml	Ø außen mm	Höhe mm	VE	Bestell-Nr.
500	10	100	140	1	6.285 273
1000	10	125	167	1	7.644 924