

ANGEBOT

GÜLTIG VOM 01.10.2019 BIS 31.12.2019

BESTELLEN SIE EINEN CO₂- INKUBATOR ZUM SONDERPREIS!

MERKMALE:

- Minimales Kontaminationsrisiko durch Heißluftsterilisation bei 180 °C, CO₂ Sensor kann mitsterilisiert werden
- Homogene Temperaturverteilung dank VENTAIR™ Luftmantelsystem
- Stabile pH-Werte durch driftfreie CO₂ IR Sensortechnik
- Hohe Luftfeuchtigkeit bis 95 % r.F.
- Einfache und schnelle Reinigung durch nahtlos tiefgezogenen Innenkessel

SIE SPAREN
30 %

| Serie | 60 | 170 | 220 |
|-------|----|-----|-----|
| CB | • | • | • |



Modell CB 170

