

ANGEBOT

GÜLTIG VOM 01.07.2021 - 30.09.2021

BESTELLEN SIE EINEN CO₂-INKUBATOR ZUM SONDERPREIS!

MERKMALE:

- Nahtloser Innenkessel aus Edelstahl
- Autosterilisation durch Heißluft bei 180 °C
- Heißluftsterilisierbarer CO₂-Sensor mit Einstrahl-Infrarot-Technologie
- Doppelschalen-Befeuchtungssystem mit Betauungsschutz
- Touchscreen-Controller mit interner Messwertaufzeichnung über USB-Schnittstelle

**30%
SONDER-
RABATT**

Serie	60	170	260
CB	•	•	•



Modell CB 170

