



bartelt

LABOR-KOMPLETTAUSSTATTER
VERKAUF - GERÄTESERVICE - SOFTWARE

eppendorf

EXTRA

Eppendorf

LABORTOPS

gültig bis 30.06.2020

Mikroliterpipette Eppendorf Research® plus, 5 ml

▶ Starterpaket mit extra langen Tips



Variable, ultraleichte Einkanal-Mikroliterpipette Eppendorf Research® plus erfüllt höchste Anforderungen an Präzision und Genauigkeit. In Kombination mit den verlängerten schlanken Filterspitzen kann der Transfer von Flüssigkeiten oder Puffern deutlich vereinfacht werden. Mit den 175 mm langen ep Dualfilter T.I.P.S.® erreichen Sie Ihre Proben in tiefen und engen Gefäßen, ganz ohne Kreuzkontamination.

- Vierstellige Volumenanzeige mit vergrößerndem Display
- Nur wenige Umdrehungen zur Einstellung des gewünschten Volumens
- Sehr niedrige Bedienkräfte (Bedienknopf, Abwerfer) notwendig
- Verfederter Spitzenkonus für optimalen Spitzensitz bei minimaler Aufsteckkraft
- Umjustierungsmöglichkeit für Flüssigkeiten anderer Dichte als Wasser
- Hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und mechanischer Beanspruchung
- Komplett autoklavierbar

Starterpaket: Eppendorf Research® plus 5 ml Pipette, ep Dualfilter T.I.P.S.® extra lang (steril, 0,2 - 5 ml, 175 mm, lila) 360 Spitzen (3 x 5 Racks x 24 Tips)

Volumen	Teilung	Richtigkeit Max. Vol.	Präzision Max. Vol.	Bedienungs- knopf	Menge	Bestell Nr.	Preis
µl	µl	(± R%)	(≤ VK%)	Farbe	pro VE		EUR
500 - 5000	2,0	0,6	0,15	lila	1	6.276 293	275,00



LABORTOPS



EXTRA
Eppendorf

Mikroliterpipette Eppendorf Xplorer® plus, 5 ml

▶ Starterpaket mit extra langen Tips



Variable, elektronische Einkanal-Mikroliterpipette Eppendorf Xplorer® plus speziell entwickelt für hohe professionelle Anforderungen. In Kombination mit den verlängerten schlanken Filterspitzen kann der Transfer von Flüssigkeiten oder Puffern deutlich vereinfacht werden. Mit den 175 mm langen ep Dualfilter T.I.P.S.® erreichen Sie Ihre Proben in tiefen und engen Gefäßen, ganz ohne Kreuzkontamination.

- On/Off-Schalter: Ausschalten der Pipette bei längeren Nutzungspausen
- Selbsterklärendes Farbdisplay ohne Untermenüs, mit ergonomischem Winkel für optimale Lesbarkeit in jeder Position
- Zusätzliche Applikationen: Aspirieren, Diluieren, sequentielles Dispensieren und Pipettieren, umgekehrtes Pipettieren
- Justierung auf äußere Umstände (z.B. geographische Höhe, Flüssigkeiten mit hoher Dichte)
- Programmierung der Sequenzen zur einfachen Bearbeitung komplexer Abläufe
- Individuelle Fixvolumen-Einstellung, Speicherung von gewünschten Volumem
- Passwort-Schutz: Schutz der Programmierungen und Justierungen
- Historienfunktion: Automatische Speicherung der letzten 10 Parametersätze
- Individuelle Einstellgeschwindigkeit: Einstellung der Parameter für Wohlfühlgeschwindigkeit
- Anzeige der Service-Intervalle: Erinnerungsfunktion zur Pipetten-Wartung, wahlweise basierend auf Zeit oder Nutzung

Starterpaket: Eppendorf Xplorer® plus 5 ml Pipette, ep Dualfilter T.I.P.S.® extra lang (steril, 0,2 - 5 ml, 175 mm, lila) 1.080 Spitzen (9 x 5 Racks x 24 Tips)

Volumen	Teilung	Richtigkeit Max. Vol.	Präzision Max. Vol.	Bedienungs- knopf	Menge	Bestell Nr.	Preis
µl 250 - 5000	µl 5,0	(± R%) 0,6	(≤ VK%) 0,15	Farbe lila	pro VE 1	6.313 040	EUR 893,00