

Testen Sie unsere neue Verschlussfolie Seal-R-film™.
Anschließend einfach über den Fachhandel bestellen.



Verschlussfolie Seal-R-film™

Einfach und effizient verschließen,
abkleben und isolieren.



Verschlussfolie Seal-R-film™

- Schützt vor Verdunstung, Verunreinigung und Auslaufen
- Schmiegt sich auch um unregelmäßige Formen
- Einfach von der Rolle abschneiden und Gefäß verschließen




BRAND. For lab. For life.

JETZT!

Seal-R-film™ Testaktion

Das Multitalent für die Versiegelung im Labor

Bechergläser, Kolben und andere Gefäße müssen im Labor immer wieder kurze Zeit zwischengelagert werden. Damit Ihre Proben dabei vor Verdunstung, Verunreinigung und Auslaufen geschützt sind, gibt es von BRAND die Verschlussfolie Seal-R-film™. Die dehnbare Folie lässt sich bequem handhaben, denn sie klebt nur, wenn sie bereits gedehnt wurde. Außerdem haftet sie weder an sich selbst, noch an Handschuhen. Die Widerstandsfähigkeit gegenüber einer Vielzahl an Chemikalien sorgt für einen universellen Einsatz im Labor.



Einfache Anwendung

Den Seal-R-film™ einfach von der Rolle nehmen, vom Papier lösen und mit gleichmäßiger Dehnung über die entsprechende Stelle ziehen. Mit dem optionalen Cutter lässt sich die Verschlussfolie sauber aufbewahren und bequem schneiden.

Jetzt Muster testen und Seal-R-film™ bestellen

Einfach über den Fachhandel bestellen.

Seal-R-film™

Ausführung	Verp.-Einh.	Best.-Nr.
Breite 100 mm, Länge 38 m	12 Rollen	7016 20
Breite 50 mm, Länge 75 m	24 Rollen	7016 22
Breite 100 mm, Länge 75 m	12 Rollen	7016 24
Breite 500 mm, Länge 15 m	6 Rollen	7016 26
Cutter	1 Stück	7016 50



BRAND®, BRAND. For lab. For life.® sowie das abgebildete Wort-Bild-Zeichen sind Marken der BRAND GMBH + CO KG, Deutschland. In dieser Druckschrift genannte Fremddaten werden lediglich zu Referenzzwecken wiedergegeben und sind Eigentum ihrer Inhaber.

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

BRAND GMBH + CO KG · Postfach 1155 · 97861 Wertheim · Germany
T: +49 9342 808-0 · F: +49 9342 808-98000 · info@brand.de · www.brand.de

