

## LABORHITS

# Sauerstoffmessgerät FiveGo™ F4



Einfaches Messen

Bedienerfreundlich

Tragbar



Tragbares Sauerstoffmessgerät für den Feldeinsatz.

- Einfach messen: Große, übersichtliche Anzeige, intuitiv angeordnete Tasten, einfache Menüstruktur für Messungen mit wenigen Klicks.
- Ergonomisches Design für einhändige Bedienung: Dank seines ergonomischen Designs lässt sich das FiveGo bequem bedienen. Das faltbare Stativ bietet optimale Ablesbarkeit auf ebenen Flächen.

#### Lieferumfang:

**F4-Meter:** Nur Gerät

**F4-Standard kit:** Gerät mit LE621 Sensor

**F4-Field kit:** Gerät mit LE621 Sensor und Transportkoffer

#### Spezifikationen

**Messbereich (O<sub>2</sub>- Sättigung):** 0,1 ... 400 %

**Auflösung:** 0,1 %

**Genauigkeit:** ±1 %

**Messbereich (Temperatur):** 0 ... 50 °C

**Auflösung:** 0,1 °C

**Genauigkeit:** ±0,3 °C

**Messbereich (O<sub>2</sub>- Konzentration):** 0,01 ... 45,00 mg/l (ppm)

**Auflösung:** 0,01 mg/l

**Genauigkeit:** ±1 %

**Temperaturkompensation:** ATC und MTC

**Kalibrierung:** 2 Punkte, 100 % und 0 %

**Datenspeicher:** 200 Messungen, aktuelle Kalibrierung

**Abmessungen (B x T x H):** 188 x 77 x 33 mm

**Schutzart:** IP 67 (Gerät + Sensor)

Typ	VE	Bestell-Nr.
F4-Meter	1	<b>6.280 118</b>
F4-Standard kit	1	<b>6.280 119</b>
F4-Field kit	1	<b>6.280 120</b>